

PHILIPS

在宅酸素療法

Be simply confident,
on the go

簡単操作・コンパクト 外出や移動をよりシンプルに

シンプリーゴー ミニ

軽量・コンパクトで操作が容易な携帯型酸素濃縮装置です。AC/DC両電源に対応している他、2種類のバッテリーが使用可能です。外出や移動の他、緊急時にも安心してお使いいただけます。



AC/DC
電源に対応



バッテリー



シンプルな
タッチパネル




飛行機に
持込可能





簡単操作

操作が容易なタッチパネルにわかりやすいアイコン表示。



安心のバッテリー機能

外出・移動時に安心な2種類のバッテリー。



* 設定2で使用时

持ち運びに便利なアクセサリ

付属ポーチおよびオプションのリュックは人目を気にせず外出できる目立たないデザインです。



製品仕様

呼吸回数20回の場合の 一回酸素量	設定	1	2	3	4	5	酸素濃度	87%以上
	ml	11.0	22.0	33.0	44.0	50.0		
消費電力	120W（充電中）							
運転音	43dB（設定2、呼吸回数20回時）							
電源	AC電源、DC電源							
電源入力（AC）	100～240VAC、50/60Hz			電源出力（AC）	19VDC、最大6.3A			
電源入力（DC）	12～16VDC			電源出力（DC）	19 +/- 5% VDC、6.3 A			
バッテリー駆動時間	最高4.5時間（標準バッテリー、設定2、呼吸回数20回／分）					バッテリーwh	標準バッテリー 98Wh	
	最高9.0時間（拡張バッテリー、設定2、呼吸回数20回／分）						拡張バッテリー 98Wh x 2	
使用条件	温度 5℃～35℃、相対湿度 15%～93%			水に対する保護の程度			IP22	
警報機能	呼吸未検出、呼吸回数上限、O ₂ 濃度下限、技術的障害、バッテリー残量低下、フローなし、外部電源不具合、バッテリー切れ							
寸法（L×W×H）／重量	23.9 x 21.1 x 9.1／2.3kg（標準バッテリー装着時）				25.9 x 21.1 x 9.1／2.7kg（拡張バッテリー装着時）			

販売名: シンプリーゴー ミニ 医療機器承認番号: 22800BZX00434000 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

製造販売者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**
 本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare
 お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
 ※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/PRJ-Office



© 2017 Philips Respironics GK
 改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。
 あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所まで
 お問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、
 Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。
 170701 R2-PDF